

Service Manual

Styrning



Bild 1

Det brukar kunna bli lite glapp i styrningen. Det är då oftast i det nedre lagret i styrstången som det blivit lite spel (bild 1). Man känner det enkelt om man håller fingrarna i skarven mellan den blanka hävarmen och den svarta styrstången (röd ring på bilden) och samtidigt vrider lite försiktigt fram och tillbaka på styret.



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Åtgärdas enkelt genom att fälla upp styret så att styrstången står lodrätt och därefter låter man nedre hävarmen vila på något med lämplig höjd. Jag brukar använda en domkraft (Bild 2) och hissar så att ett av framhjulen precis lyfter från marken. Då trycker man upp det inre röret i styrstången och glappet i lagret försvinner. Sedan öppnar man låsspaken för styrets höjdjustering (Bild 3) och trycker ner styret så långt det går. Man lossnar sedan på insexskruven som sitter precis under låsspaken. Man behöver inte skruva ur den helt men skruva så långt att den inte längre klämmer ihop bygelns den sitter i. När du lossar insexskruven så håll kvar styret i sitt läge så det inte vrider sig då det annars kanske blir snett. Nu tar man en gummiklubba eller liknande och knackar ner styret lite försiktigt. Det övre lagret, som hålls på plats av den kolfiberliknande distansen, åker då ner en aning och glappet försvinner. Spänn nu åter insexskruven, spänn inte för hårt då den sitter in skruvad i aluminium. Hissa upp styret till lagom höjd och spänn låsarmen. Hissa ner domkraften eller motsvarande och kontrollera så glappet är nästan helt borta. Kontrollera sedan även att kulan till länkledden till stötstången, som leder in under Zoomen till styrningens länkmarmssystem, sitter ordentligt inskruvad, använd en 12 mm gaffelnnyckel. Kontrollera även de övriga kulorna, röda ringar i Bild 4 och låsmuttrarna till länkledderna, blå ringar. Skulle styret ha kommit lite snett i förhållande till hjulen så justera enklast med att lossa de två övre insexskruvarna (Bild 3), vrid rätt styret och spänn skruvarna igen.

Mikael Larsson
www.lamemicke.se